
本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse TCFL5 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA05995

第三版

描述:Putative transcription factor. Isoform 3 may play a role in early spermatogenesis.

抗原:Synthesized peptide derived from the C-terminal region of human TCFL5

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μg/ml.

特异性:Isoform 3 is testis specific. Isoform 2 is pancreas specific.