

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human ZNF287 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA06169

第三版

描述: Zinc finger protein 287 (ZNF287) is selectively expressed by murine Th2 cells and may play a role in selective regulation of cytokine genes in T cells.

抗原: Synthesized peptide derived from the Internal region of human ZNF287

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: