

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse ZNF420 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA06173

第三版

描述:ZNF420 contains 19 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. It may be involved in transcriptional regulation. It is a negative regulator of p53-mediated apoptosis.

抗原:Synthesized peptide derived from the Internal region of human ZNF420

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: