
本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat TMPRSS7 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA06971

第三版

描述: Serine protease which preferentially hydrolyzes peptides with Arg at the P1 position. Expressed in brain, ovary, testis, salivary gland, trachea and lung.

抗原: Recombinant protein of human TMPRSS7

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: Expressed in brain, ovary, testis, salivary gland, trachea and lung.