

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse GAS1 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA07305

第三版

描述:Growth arrest-specific 1 plays a role in growth suppression. GAS1 blocks entry to S phase and prevents cycling of normal and transformed cells. Gas1 is a putative tumor suppressor gene.

抗原:Synthetic peptide of human GAS1

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: