
本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat PIF1 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA07348

第三版

描述:PIF1 is a 5-prime-to-3-prime DNA helicase that negatively regulates telomerase (see TERT; MIM 187270), a reverse transcriptase that maintains telomere length. Tightly cell cycle regulated and expressed in late S/G2 phase.

抗原:Synthetic peptide of human PIF1

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性:Weak ubiquitous expression.