

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human UGGT2 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA07496

第三版

描述:UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase (UGT) is a soluble protein of the endoplasmic reticulum (ER) that selectively reglycosylates unfolded glycoproteins, thus providing quality control for protein transport out of the ER.

抗原:Full length fusion protein

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性:Higher levels in kidney, pancreas, heart, and skeletal muscle.1 Publication