

---

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Anti-Human UGGT2 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA07497

---

第三版

**描述:**UDP-glucose:glycoprotein glucosyltransferase (UGT) is a soluble protein of the endoplasmic reticulum (ER) that selectively reglycosylates unfolded glycoproteins, thus providing quality control for protein transport out of the ER.

**抗原:**Full length fusion protein

**配方:**

**如何使用:**加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:**PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:**WB 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

**特异性:**Higher levels in kidney, pancreas, heart, and skeletal muscle.1 Publication