
本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human Tmprss11a Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA07571

第三版

描述: Probable serine protease which may play a role in cellular senescence. Overexpression inhibits cell growth and induce G1 cell cycle arrest.

抗原: Fusion protein of human Tmprss11a

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μg/ml.

特异性: Expressed in esophagus, liver, colon and lung. Down-regulated in esophagus cancers.