

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat SRP54 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA07650

第三版

**描述:** Binds to the signal sequence of presecretory protein when they emerge from the ribosomes and transfers them to TRAM (translocating chain-associating membrane protein).

**抗原:** Fusion protein of human SRP54

**配方:**

**如何使用:** 加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:** PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:** WB 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

**特异性:**