

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human UTS2R Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA07826

第三版

描述: This gene codes high affinity receptor for urotensin-2 and urotensin-2B. The activity of this receptor is mediated by a G-protein that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system

抗原: Synthetic peptide of human UTS2R

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: Most abundant expression in the heart and pancreas.