

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse SNX30 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA08027

第三版

描述:SNX9, SNX18 and SNX30 constitute a separate subfamily of PX-BAR-containing sorting nexin (SNX) proteins. May be involved in several stages of intracellular trafficking.

抗原:Synthetic peptide of human SNX30

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: