

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human NTSR1 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA08129

第三版

描述:Neurotensin receptor 1 belongs to the large superfamily of G-protein coupled receptors. NTSR1 mediates the multiple functions of neurotensin, such as hypotension, hyperglycemia, hypothermia, antinociception, and regulation of intestinal motility and secretion.

抗原:Synthetic peptide of human NTSR1

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性:Expressed in prostate (at protein level). Detected in colon and peripheral blood mononuclear cells. Detected at very low levels in brain.