
本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat SLC8B1 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA08142

第三版

描述:SLC24A6 belongs to a family of potassium-dependent sodium/calcium exchangers that maintain cellular calcium homeostasis through the electrogenic countertransport of 4 sodium ions for 1 calcium ion and 1 potassium ion (Cai and Lytton, 2004 [PubMed 14625281]).

抗原:Synthetic peptide of human SLC24A6

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性:Present in pancreatic beta-cells (at protein level).1 Publication