

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human KLHL8 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA08908

第三版

描述: Kelch-like protein 8 is a protein that in humans is encoded by the KLHL8 gene. Substrate-specific adapter of a BCR (BTB-CUL3-RBX1) E3 ubiquitin ligase complex required for The BCR(KLHL8) ubiquitin ligase complex mediates ubiquitination and degradation of RAPSN.

抗原: Synthetic peptide of human KLHL8

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: