

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human TICAM2 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA09751

第三版

**描述:** TIRP is a Toll/interleukin-1 receptor (IL1R; MIM 147810) (TIR) domain-containing adaptor protein involved in Toll receptor signaling

**抗原:** Recombinant protein of human TICAM2

**配方:**

**如何使用:** 加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:** PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:** WB 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

**特异性:** Expressed in spleen, prostate, testis, uterus, small intestine, colon, peripheral blood leukocytes, heart, placenta, lung, liver, skeletal muscle, and pancreas.