

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human FMN2 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA09941

第三版

描述:Formin homology (FH) domain proteins (see FMN1; MIM 136535) play a role in cytoskeletal organization and/or establishment of cell polarity.

抗原:Synthetic peptide of human FMN2

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性:Expressed almost exclusively in the developing and mature central nervous system.