

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat ADHFE1 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA10015

第三版

**描述:**The ADHFE1 gene encodes hydroxyacid-oxoacid transhydrogenase (EC 1.1.99.24), which is responsible for the oxidation of 4-hydroxybutyrate in mammalian tissues (Kardon et al., 2006 [PubMed 16616524]).

**抗原:**Synthetic peptide of human ADHFE1

**配方:**

**如何使用:**加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:**PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:**WB 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

**特异性:**Only expressed in adult liver.1 Publication