

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Anti-Human ADCY1 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA10020

第三版

---

**描述:**This gene encodes a form of adenylate cyclase expressed in brain. A similar protein in mouse is involved in pattern formation of the brain.

**抗原:**Synthetic peptide of human ADCY1

**配方:**

**如何使用:**加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:**PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:**WB 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

**特异性:**Brain, retina and adrenal medulla.