

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human SMYD4 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA10555

第三版

**描述:**The SMYD4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a fusion protein of human SMYD4. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SMYD4 antibody has been validated for the following applications: ELISA, WB, IHC analysis.

**抗原:**Recombinant protein of human SMYD4

**配方:**

**如何使用:**加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:**PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:**WB 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

**特异性:**