

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human BGLAP Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA10880

第三版

描述: This gene belongs to the osteocalcin/matrix Gla protein family. The protein is a part of the bone protein. It binds strongly to apatite and calcium. BGLAP obtain peak expression at the day of 21 during osteogenesis.

抗原: Synthetic peptide of human BGLAP

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: