

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse COX18 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA11413

第三版

描述:COX18 encodes a cytochrome c oxidase (COX)-assembly protein. The *S. cerevisiae* Cox18 protein catalyzes the insertion of the Cox2 (MTCO2; MIM 516040) C-terminal tail into the mitochondrial inner membrane, an intermediate step in the assembly of complex IV of the mitochondrial respiratory chain.

抗原:Synthetic peptide of human COX18

配方:

如何使用:加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液:PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用:WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: