

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human TICAM2 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA12012

第三版

描述: TIRP is a Toll/interleukin-1 receptor (IL1R; MIM 147810) (TIR) domain-containing adaptor protein involved in Toll receptor signaling

抗原: Recombinant protein of human TICAM2

配方:

如何使用: 加1ml超纯水重溶

稳定性: -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

稀释液: PBS (pH7.4) ， 1% BSA

应用: WB 1 ~ 5 μ g/ml.

特异性: Expressed in spleen, prostate, testis, uterus, small intestine, colon, peripheral blood leukocytes, heart, placenta, lung, liver, skeletal muscle, and pancreas.