

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse FBP1 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA12103

第三版

**描述:**Fructose-1,6-bisphosphatase 1, a gluconeogenesis regulatory enzyme, catalyzes the hydrolysis of fructose 1,6-bisphosphate to fructose 6-phosphate and inorganic phosphate. Fructose-1,6-diphosphatase deficiency is associated with hypoglycemia and metabolic acidosis.

**抗原:**Recombinant protein of human FBP1

**配方:**

**如何使用:**加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:**PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:**WB 1 ~ 5  $\mu$ g/ml.

**特异性:**Expressed in pancreatic islets.