

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Anti-Human/Mouse/Rat YARS2 Polyclonal Antibody

多克隆抗体

产品货号: PA12710

第三版

**描述:** This gene encodes a mitochondrial protein that catalyzes the attachment of tyrosine to tRNA(Tyr). Mutations in this gene are associated with myopathy with lactic acidosis and sideroblastic anemia type 2 (MLASA2).

**抗原:** Recombinant protein of human YARS2

**配方:**

**如何使用:** 加1ml超纯水重溶

**稳定性:** -20 ° C保存条件下，冻干粉,保质期为五年；液体，保质期为两年。

**稀释液:** PBS (pH7.4) ， 1% BSA

**应用:** WB 1 ~ 5 μg/ml.

**特异性:**