



本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Recombinant Mouse IgG3-Fc Protein

产品货号: TP05606

第三版

别名: IgG3

描述:

配方: PBS

分子量: 26 kDa

序列: Glu 97-Lys 329

纯度: > 95% by HPLC

浓度:

内毒素: <1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在 -20 ° C 或者 -70 ° C. 避免反复冻融.