

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Recombinant Human COL9A1 Protein (His Tag)

产品货号: TP06377

第三版

别名:DJ149L1.1.2;EDM6;MED;STL4

描述:=VLOOKUP(A561,[1]Human!\$A:\$AG,33,FALSE)

配方:PBS

分子量:34.2 kDa

序列:Met 1-Pro328

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C 或者-70 ° C. 避免反复冻融.