



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Recombinant Mouse PGRL / IGSF8 Protein (Fc tag)

产品货号: TP06476

第三版

别名:AA033172;AU041109;ESTM34;EWI-2;KCT-4;PGRL;R75384

描述:

配方:PBS

分子量:85.8 kDa

序列:Met 1-Thr 577

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.