



本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Recombinant Mouse SCPEP1 / RISC Protein (His Tag)

产品货号: TP06614

第三版

别名:2410018F01Rik;4833411K15Rik;AI957256;Risc

描述:

配方:PBS

分子量:49.3 kDa

序列:Met1-Glu452

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.