



---

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Recombinant Human ITGA8 & ITGB1 Heterodimer Protein

产品货号: TP06690

---

第三版

别名:ITGA8;RP11-479G22.2;CD29;FNRRB;GPIIA;MDF2;MSK12;VLA-BETA;VLAB

描述:

配方:PBS

分子量:196 (113 + 83) kDa

序列:Met 1-Leu 1012

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.