

---

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Recombinant Human RAB31 / Rab22B Protein (His tag)

产品货号: TP06818

第三版

别名:Rab22B

描述:Small GTP-binding proteins of the RAB family, such as RAB31, play essential roles in vesicle and granule targeting (Bao et al., 2002 [PubMed 11784320])

配方:PBS

分子量:23.9 kDa

序列:Met 1-Cys195

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在 -20 ° C 或者 -70 ° C. 避免反复冻融.