



本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Recombinant Mouse NKR-P1A / Klrb1a Protein (His tag)

产品货号: TP06914

第三版

别名:ly-55A;Ly55a;NKR-P1.7;NKR-P1A;Nkrp1-a;NKRP12;Nkrp1a

描述:

配方:PBS

分子量:21 kDa

序列:Gln 67-His 227

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.