



---

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Recombinant Mouse CD79B / B29 Protein (His tag)

产品货号: TP06945

---

第三版

别名: B29; Ig-beta; Igb; Igbeta

描述:

配方: PBS

分子量: 16.4 kDa

序列: Met 1-Asp 158

纯度: > 95% by HPLC

浓度:

内毒素: <1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在 -20 ° C 或者 -70 ° C. 避免反复冻融.