



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Recombinant Mouse CD79A / Ig-alpha Protein (ECD, Fc tag)

产品货号: TP06977

第三版

别名: Ig-alpha; Iga; Igalpha; Ly-54; Ly54; mb-1

描述:

配方: PBS

分子量: 39 kDa

序列: Met1-Arg137

纯度: > 95% by HPLC

浓度:

内毒素: <1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在 -20 ° C 或者 -70 ° C. 避免反复冻融.