



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Recombinant Human IL-12 (IL12A & IL12B Heterodimer) Protein (His Tag)

产品货号: TP07032

第三版

别名:CLMF;CLMF2;IL-12A;IL-12B;IL12;IL12 p70;IMD28;IMD29;NFSK;NKSF;NKSF1;NKSF2;P35

描述:

配方:PBS

分子量:59.6 kDa

序列:Met 1-Ser328

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C 或者-70 ° C. 避免反复冻融.