



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Recombinant Human CD3E & CD3G Heterodimer Protein

产品货号: TP07097

第三版

别名:CD3E & CD3G Heterodimer;IMD18;T3E;TCRE

描述:

配方:PBS

分子量:77.2 (40.1+37.1) kDa

序列:Met 1-Asp126

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.