



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Recombinant Mouse KLRB1F / NKR-P1F Protein (Fc tag)

产品货号: TP07520

第三版

别名:A630024B12Rik;MGC130065;MGC130066;Nkr-p1f;Nkrp1-f;Nkrp1f

描述:

配方:PBS

分子量:46 kDa

序列:Gln 67-Val 217

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.