



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Mouse CHST5 / GlcNAc6ST-3 Protein (Fc Tag)

产品货号: TP07662

第三版

别名: A1173964; Gn6st-3; GST-4; I-GlcNAc-6-ST

描述:

配方: PBS

分子量: 70.1 kDa

序列: Ser27-Ser395

纯度: > 95% by HPLC

浓度:

内毒素: <1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在 -20 ° C 或者 -70 ° C. 避免反复冻融.