



---

本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Recombinant Human ITGAX & ITGB2 Heterodimer Protein

产品货号: TP07870

第三版

别名:CD11C;SLEB6

描述:

配方:PBS

分子量:205 (125+80) kDa

序列:Met 1-Pro 1107

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C 或者-70 ° C. 避免反复冻融.