



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Recombinant Mouse CD16-2 / FCGR4 Protein (His & AVI tag)

产品货号: TP08278

第三版

别名:4833442P21Rik;CD16-2;FcgammaRIV;Fcgr3a;FcgrIV;Fcrl3

描述:

配方:PBS

分子量:24.2 kDa

序列:Met 1-Gln 203

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.