



本公司提供的电子版说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

Recombinant Human CDK7 & CCNH & MNAT1 Heterotrimer Protein

产品货号: TP08466

第三版

别名:CAK1;CDKN7;HCAK;MO15;p39MO15;STK1

描述:

配方:PBS

分子量:118.8 (41.2 + 39.7 + 37.9) kDa

序列:Ala 2-Phe 346

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.