



---

本公司提供的电子版本说明书仅供参考，实验请以收到的纸质手册为准。

---

Recombinant Rat FCGRT & B2M Heterodimer Protein

产品货号: TP08516

---

第三版

别名:FCGRT FCRN & B2M

描述:

配方:PBS

分子量:44 kDa

序列:Met 1-Ser 298

纯度:> 95% by HPLC

浓度:

内毒素:<1.0 EU per 1 ug of protein (determined by LAL method)

存储: +4 ° C 保存 (1-2 周). 长期保存在-20 ° C或者-70 ° C. 避免反复冻融.